

Поликлональное Антитело Кролика К Ацетилированному Гистону H1.4-K26 (P10412) | Ihc-P, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000152



введение

Кроличье поликлональное антитело к ацетилированному гистону H1.4-K26 (P10412), валидированное для ИHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ацетилированному гистону H1.4-K26
Примечания/Альтернативные названия	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dj221C16.5; ацетилированный гистон H1.4-K26
Вид	Человек
GeneID (человек)	3008
GeneID	3008
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий участку K26 гистона H1.4 человека (NP_005312.1).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10412
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет