


Кроличыи Поликлональные Антитела К Ацетилированному Гистону H2A (K5) (P04908/P0C0S8) Для Wb, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000167



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на ацетилированный лизин 5 (K5ac) человеческого гистона H2A (SWISS P04908/P0C0S8). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными, крысиными образцами, предсказана широкая видовая перекрестная реактивность. Идеально подходят для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ацетилированному гистону H2A (K5)
Примечания/аллиасы	H2A/c; H2AFC; H2AC11; H2AC15; H2AC16; H2AC17; HIST1H2AI; Acetyl-Histone H2A-K5
Вид	Человек
Ген (человек)	H2A
ID гена	3012/8329
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий участку K5 человеческого гистона H2A (NP_003508.1).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предсказана широкая реактивность)
SWISS	P04908/P0C0S8
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодильный пакет