

Ацетил-Гистон H2B-K15 Кроличья Поликлональная Антитело
Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa | P62807/Q16778

Артикул: CM0000100



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против ацетилированного лизина 15 гистона H2B (SWISS: P62807/Q16778). Валидировано для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Предполагается реакция с человеческими, белыми мышами, крысами и другими видами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Ацетил-Гистон H2B-K15 Кроличье pAb
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H2B
GeneID	3017/8349
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический ацетилированный пептид в районе K15 человеческого гистона H2B (NP_003519.1).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	P62807/Q16778
Доставка	Сумка со льдом