


Кроличье Моноклональное Антитело К Ацетилированному Гистону H4 (K12) Для Вб, ChIP, ChIP-Seq, Ифа | P62805

Артикул: CM0000164



введение

Специфическое кроличье моноклональное антитело, направленное против ацетилированного лизина 12 гистона H4 человека. Подходит для ВБ, ДБ, ИГХ-П, ИФА, ChIP, ChIP-seq. Перекрестно реагирует с людьми, мышью, крысой, предсказана широкая видовая реактивность. Идеально подходит для исследований эпигенетики и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ацетилированному гистону H4-K12
Примечания/Альтернативные названия	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K12
Вид	Человек
ID гена (человек)	8359/8370
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид в области K12 гистона H4 человека (P62805)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ВБ, ДБ, ИГХ-П, ИФА, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предсказана широкая реактивность)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	С ледяным пакетом