


Ацетил-Гистон H4 (K12) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P62805

Артикул: CM0000125



введение

Специфичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ацетилированный лизин 12 человеческого Гистона H4 (P62805). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА с широкой перекрестной реактивностью к мыши, крысе и другим видам. Идеально для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-Гистон H4-K12 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histone H4-K12
Вид	Человек
GeneID (человек)	H4
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид - Синтетический ацетилированный пептид вокруг K12 человеческого Гистона H4 (NP_001029249.1).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса	11 кДа
Доставка	В пакете со льдом