


Ацетилированный Гистон H4 K91, Поликлональные Антитела Кролика (P62805) – Вестерн-Блоттинг (Wb), Иф/Ицх, Ифа

Артикул: CM0000143



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против ацетилированного лизина 91 человеческого гистона H4 (P62805). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестная реакция с мышью, крысой и другими видами. Идеальны для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Acetyl-Histone H4-K91 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K91
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	H4
Идентификатор гена	8359
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический ацетилированный пептид в области K91 человеческого гистона H4 (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	P62805
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	В ледяном пакете