

Кроличья Поликлональная Антитела К Acot9 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Y305

Артикул: CM0013421

введение

Кроличья поликлональная антитела к ACOT9, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Направлена против митохондриальной ацил-КоА тиюэстеразы 9 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения метаболизма липидов и аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к ACOT9
Примечания/аллиасы	ACATE2; CGI-16; MТАCT48; MT-ACT48; ACOT9
Вид	Человек
ID гена (человек)	23597
ID гена	23597
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-250 белка ACOT9 человека (NP_001028755.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y305
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом