

Кроличье Моноклональное Антитело Alpk1 Для Вестерн1 Блоттинга, IHC-P, Elisa - E9Qnx4

Артикул: CM0007373

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело ALPK1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Реагирует с ALPK1 мыши и крысы (139 кДа), идеально подходит для исследований киназ и разработки диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело ALPK1
Примечания/Альтернативные названия	Альфа-киназа 1; ALPK1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	80216
GeneID	71481
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-478 мышиного ALPK1 (NP_082084.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	E9QNX4
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	В пакете со льдом