


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-14-3-3 Epsilon Для Wb, If/Icc, Elisa - P62258

Артикул: CM0016427



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого 14-3-3 epsilon (29 кДа), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (аа 73-163). Поддерживает исследования клеточной сигнализации, противовирусных путей и белковых взаимодействий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	14-3-3 epsilon, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
Вид	Человек
GeneID (человек)	7531
GeneID	7531
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73-163 человеческого 14-3-3 epsilon (NP_006752.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62258
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Хладагентный пакет