


Поликлональные Антитела Против 53Br1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q12888

Артикул: CM0025982



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого 53BP1 (TP53BP1), реактивные с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходят для WB, IHC-P, ELISA. Игрывают ключевую роль в ответе на повреждение ДНК и репарации, поддержании теломер и переключении классов иммуноглобулинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	53BP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7158
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 895-1031 человеческого TP53BP1 (NP_005648.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12888
Молекулярная масса белка	214 кДа
Доставка	В ледяном пакете