


Кроличье Поликлональное Антитело Против Aanat Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16613

Артикул: CM0014228



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий серотонин-N-ацетилтрансферазу (AANAT), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный белковый иммуноген (aa 1-207). Полезно для исследований биосинтеза мелатонина и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AANAT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DSPS; SNAT; AANAT
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	15
Gene ID	15
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-207 человеческого AANAT (NP_001079.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16613
Молекулярный вес белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом