

Кроличье Поликлональное Антитело Против Aars/Aars1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P49588

Артикул: CM0015108



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой аланил-тРНК-синтетазы (AARS/AARS1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Нацелено на ядерные и цитоплазматические формы; полезно для исследований лактирования белков и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AARS Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AARS; TTD8; CMT2N; DEE29; HDLS2; EIEE29
Вид	Человек
ID гена	16
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49588
Молекулярная масса белка	107 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом