


Анти-Abcd1 / Ald Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P.33897

Артикул: CM0007568



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против ABCD1/ALDP (аминокислоты 650-745). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческими и мышинными белками. ABCD1 — это АТФ-зависимый транспортер VLCFA, критически важный для метаболизма жирных кислот в пероксисомах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCD1 / ALD кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1 / ALD
Вид	Человек
ID гена (Человек)	215
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 650-745 человеческого ABCD1 / ALD (NP_000024.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P33897
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	Сумка-холодильник