


Кроличья Поликлональная Антитело Против Abcd1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мкц (If/Icc), Ифа (Elisa) - P33897

Артикул: CM0013027



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого ABCD1 (ALDP), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный ABCD1; подходит для исследований пероксисомального транспорта и аденолейкодистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	215
ID гена	215
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-500 человеческого ABCD1 (NP_000024.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P33897
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент