


Моноклональное Кроличье Антитело Против Abce1 Для Вб, Иф/Икх, Ифа — P61221

Артикул: CM0006184



введение

Моноклональное кроличье антитело против ABCE1 для ВБ, ИФ/ИКХ, ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Нацелено на рециклинг рибосом и ингибирование РНКазы L; идеально подходит для исследований трансляции и противовирусных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАнтитело против ABCE1
Примечания/Алиасы	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASELI; ABCE1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6059
ID гена	6059
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-599 человеческого ABCE1 (NP_002931.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P61221
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодильный пакет