

Кроличья Поликлональная Антитело Против Abcg1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P45844

Артикул: CM0030897



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий ABCG1, валидирована для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции, ИГХ и ELISA. Обнаруживает ABCG1 в образцах человека, мыши и крысы, подходит для исследований выхода холестерина и фосфолипидов из клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к ABCG1
Примечания/Алиасы	ABC8; WHITE1; ABCG1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9619
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 6-120 человеческого ABCG1 (NP_004906.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45844
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Холодильный пакет