


Кроличье Моноклональное Антитело Против Acat2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bwd1

Артикул: CM0003751



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против человеческого ACAT2 (ацетил-КоА-ацетилтрансферазы 2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований биосинтеза холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против ACAT2
Примечания/Альтернативные названия	ACAT2; ацетил-КоА-ацетилтрансфераза 2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	39
ID гена	39
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого ACAT2 (Q9BWD1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BWD1
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом