

Кроличья Поликлональная Антитело Против Acss3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H6R3

Артикул: CM0015650

введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого ACSS3 (ацил-КоА-синтетаза короткоцепочечного семейства, член 3, митохондриальная), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSS3 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	ACSS3
Вид	Человек
GeneID (человек)	79611
GeneID	79611
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-280 человеческого ACSS3 (NP_078836.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H6R3
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Ледяной пакет