


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Actn1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Артикул: CM0017109



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий альфа-актинин-1 (ACTN1). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; перекрёстно реагирует с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для исследований цитоскелета, клеточной адгезии и активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACTN1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	BDPLT15; ACTN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	87
GeneID	87
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 человеческого ACTN1 (NP_001123477.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P12814
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Пакет со льдом