

Поликлональное Антитело Anti-Actn3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q08043

Артикул: CM0018607



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ACTN3 для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Выявляет альфа-актинин-3 у человека, мыши и крысы; применяется для изучения сшивания актиновых филаментов быстрых скелетных мышечных волокон.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACTN3 Rabbit pAb
Примечания/синоним	ACTN3D; ACTN3
Вид	Человек
GeneID (человек)	89
GeneID	89
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 580–630 человеческого ACTN3 (NP_001095.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q08043
Молекулярная масса белка	103 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом