

Поликлональные Антитела Против Actrt3 Для Wb, Elisa - Q9Byd9

Артикул: CM0016980

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому ACTRT3, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой, обнаруживают полосу 41 кДа. Для исследований цитоскелета и ядерных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACTRT3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ARPM1, ARP-T3, ACTRT3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84517
ID гена	84517
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого ACTRT3 (NP_115876.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYD9
Молекулярный вес белка	41kDa
Доставка	Сумка-холодильник