

Кроличья Поликлональная Антитело Против Acvrl1/Alk1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P37023

Артикул: CM0022703



введение

Кроличья поликлональное антитело к ACVRL1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный белки. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на внутриклеточный домен рецептора TGF-бета ALK1, ключевого регулятора ангиогенеза. 56 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ACVRL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HNT; ALK1; HNT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-I; ACVRLK1; ACVRL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	94
GeneID	94
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 234-503 человеческого ACVRL1 (NP_001070869.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37023
Молекулярный вес белка	56kDa
Доставка	В ледяном пакете