

Поликлональные Антитела Против Adam23 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75077

Артикул: CM0014826

введение

Кроличьи поликлональные антитела к ADAM23, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагируют с человеком, мышью и крысой. Направлены на некаталитический белок, подобный металлопротеазе, участвующий в клеточной адгезии, сильно экспрессируемый в мозге.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADAM23 Кроличьи пАт
Примечания/псевдонимы	MDC3; MDC-3; ADAM23
Вид	Человек
ID гена (человек)	8745
ID гена	8745
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 350-500 человеческого ADAM23 (NP_003803.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75077
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Ледяной пакет