

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Adam5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Nvv9

Артикул: CM0025792

введение

Кроличыи поликлональные антитела против ADAM5, предполагаемой некаталитической металлопротеиназы, высоко экспрессируемой в яичках; валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пАб против ADAM5
Примечания/Псевдоним	ADAM5P; TMDCII; ADAM5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	255926
ID гена	255926
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого ADAM5 (Q6NVV9).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6NVV9
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом