


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Adamts4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - 075173

Артикул: CM0024311



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ADAMTS4 (агреканазы-1). Валидированы для WB, ИФ/ИСС, ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований артрита, дегенерации хряща и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADAMTS4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ADMP-1; ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADAMTS4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9507
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 74-318 человеческого ADAMTS4 (NP_005090.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФ/ИСС, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075173
Молекулярный вес белка	90 кДа
Доставка	С ледяным пакетом