


Кроличье Моноклональное Антитело Против Adar1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P55265

Артикул: CM0002402



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против ADAR1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Специфично к человеческому ADAR1 (P55265), двухцепочечной РНК-специфичной аденозиндеаминазе массой 136 кДа, участвующей в A-to-I редактировании РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ADAR1
Примечания/Альтернативные названия	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	103
GeneID	103
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-300 человеческого ADAR1 (P55265).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P55265
Молекулярная масса белка	136 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом