

Анти-Adipor1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - Q96A54

Артикул: CM0024169



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на ADIPOR1, валидирована для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Идеально подходит для изучения сигналинга адипонектина и метаболической регуляции в исследованиях метаболизма глюкозы и липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADIPOR1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	CGI45; PAQR1; ACDCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51094
ID гена	51094
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96A54
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовой пакет