

Анти-Adss Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30520

Артикул: CM0025021



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого ADSS (аденилсукцинат-синтетаза 2), подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований биосинтеза пуриновых нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADSS кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	ADEH; ADSS; ADSS 2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	159
GeneID	159
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого ADSS (NP_001117.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30520
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Со льдом