

Кроличья Поликлональная Антитела Против Aebr1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q8lux7

Артикул: CM0019563

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела AEBP1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА. Реагируют с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеальны для исследований внеклеточного матрикса, биологии адипоцитов и изучения воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против AEBP1
Примечания/Альтернативные названия	ACLP; AEBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	165
GeneID	165
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 999-1158 человеческого белка AEBP1 (NP_001120.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IUX7
Молекулярная масса белка	131 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом