

Поликлональные Антитела Против Ager (Rage) Для Wb, Elisa - Q15109

Артикул: CM0016419



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого AGER (RAGE), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на внеклеточный домен RAGE, рецептора распознавания паттернов, участвующего в воспалении, осложнениях диабета и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGER Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Вид	Человек
GeneID	177
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-210 человеческого AGER (NP_001127.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15109
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом