

Кроличья Поликлональная Антитело Против Агрекана Для Вестерн-Блоттинга, Игц, Иф, Ифа - P16112

Артикул: CM0027279



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого Агрекана, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает Агрекан в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований хрящевого матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Aggrecan Rabbit pAb (Агрекан кролика pAb)
Примечания/Псевдоним	AGC1; SEDK; AGCAN; CSPG1; MSK16; CSPGCP; SSOAOD; Агрекан
Вид	Человек
GeneID (Человек)	176
GeneID	176
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-575 человеческого Агрекана (NP_037359.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16112
Молекулярный вес белка	261 кДа
Доставка	В ледяном пакете