


Поликлональное Антитело Против Aif Для Wb, If, Ihc, Elisa - 095831

Артикул: CM0016592



введение

Данное поликлональное антитело против AIF (O95831) валидировано для WB, IF, IHC и ELISA. Реагирует с AIF человека, мыши и крысы. Подходит для исследований апоптоза и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к AIF
Примечания/синонимы	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Вид	Человек
GeneID	9131
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 334-613 человеческого AIF (NP_004199.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95831
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом