

Кроличья Поликлональная Антитела Против Aifm2/Fsp1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Brq8

Артикул: CM0016848



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок AIFM2/FSP1 (белок-супрессор ферроптоза 1), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований ферроптоза и редокс-биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к AIFM2/FSP1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Вид	Человек
GeneID	84883
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-371 человеческого белка AIFM2/FSP1/AMID/AMID (NP_116186.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRQ8
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом