

## Поликлональные Антитела Против Ak2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P54819

Артикул: CM0026304



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого AK2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Полезны для исследований митохондриального энергетического гомеостаза, метаболизма нуклеотидов и гемопоеза. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | AK2 кролик pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | ADK2; AK2                                                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| ID гена (Человек)         | 204                                                                                                                              |
| ID гена                   | 204                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-232 человеческого AK2 (NP_001616.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                    |
| SWISS                     | P54819                                                                                                                           |
| Молекулярный вес белка    | 26кДа                                                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                   |