

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Акар4 Для Вб, Иф-П, Ифа — Q5Jqc9

Артикул: CM0014955

введение

Кроличье поликлоальное антитело к человеческому АКАР4 (якорный протеин киназы А 4). Валидировано для ВБ, ИФ-П, ИФА; реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Обнаруживает тестис-специфичный белок фиброзной оболочки сперматозоидов с молекулярной массой ~94 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АКАР4 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HI; p82; CT99; FSC1; PRKA4; АКАР-4; АКАР82; АКАР 82; hАКАР82; АКАР4
Вид	Человек
GeneID (человек)	8852
GeneID	8852
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 189-340 человеческого АКАР4 (NP_003877.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5JQC9
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами