


Поликлональные Антитела Против Anti-Akr1C1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q04828

Артикул: CM0017656



введение

Кроличьи поликлональные антитела против AKR1C1, валидированные для WB и ELISA, реагирующие с человеческим и мышиным белками. Идеально подходят для исследований метаболизма стероидов и нейростероидов; получены с использованием рекомбинантного иммуногена, покрывающего полную длину человеческого AKR1C1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR1C1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	C9; DD1; DDH; DDH1; H-37; HBAB; MBAB; HAKRC; DD1/DD2; 2-ALPHA-HSD; 20-ALPHA-HSD; AKR1C1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1645
GeneID	1645
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого AKR1C1 (NP_001344.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q04828
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом