

Поликлональные Антитела Против Akt1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P31749

Артикул: CM0030275



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого АКТ1 (PKB/RAC-alpha). Валидированы для WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований сигнального пути АКТ в метаболизме, пролиферации и выживаемости клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	АКТ; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	207
GeneID	207
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого АКТ1 (NP_005154.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом