


Моноклональное Антитело Против Anti-Akt1S1/Pras40 Для Wb, Elisa - Q96B36

Артикул: CM0011445



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого AKT1S1/PRAS40, подходящее для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигнального пути mTORC1. Молекулярный вес белка: 27 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKT1S1/PRAS40 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84335
GeneID	84335
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96B36
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сумка со льдом