


Моноклональное Антитело Против Aldh1A2 Для Wb, Ihc-P, Ифа — O94788

Артикул: CM0008833



введение

Кроличье моноклональное антитело к ALDH1A2, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Обнаруживает ALDH1A2 человека, мыши и крысы; рекомбинантный иммуноген из N-концевой последовательности; белок 57 кДа; поставляется на льду; идеально подходит для исследований сигналинга ретиноевой кислоты и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1A2 кроличье mAb
Примечания/алиасы	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Вид	Человек
ID гена (человек)	8854
ID гена	8854
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ALDH1A2 (NP_003879.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O94788
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодильный пакет