


Поликлональное Антитело Против Aldh1L1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75891

Артикул: CM0025438



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому ALDH1L1, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Нацелено на цитозольную 10-формилтетрагидрофолатдегидрогеназу — ключевой фермент одноуглеродного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1L1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FDH; FTHFD; 10-FTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10840
GeneID	10840
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого ALDH1L1 (NP_036322.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75891
Молекулярная масса белка	99 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом