

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Aldh3A1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Клетки), Ифа - P30838

Артикул: CM0007549



введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против ALDH3A1 для Вестерн-блоттинга, ИФ (клетки), ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на альдегиддегидрогеназу 3A1 (P30838), цитоплазматический фермент, критически важный для детоксикации альдегидов и защиты роговицы от УФ-излучения. 50 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH3A1 кроличьи мАт
Примечания/Псевдоним	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	218
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ALDH3A1. (NP_000682.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30838
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Со льдом