

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Aldh3A1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P11883

Артикул: CM0009592



введение

Моноклональное антитело кролика против ALDH3A1, цитоплазматической альдегиддегидрогеназы массой 50 кДа. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований роговицы и процессов детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH3A1 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	AHDC; Aldh; Ahd-c; Aldh3; Aldh3a1
Вид	Крыса
GeneID (человек)	218
GeneID	25375
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-103 Aldh3a1 крысы (NP_114178.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11883
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом