

Поликлональные Антитела К Aldh4A1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P30038

Артикул: CM0021998



введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела к ALDH4A1, валидированные для методов WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Мишенью является митохондриальная дельта-1-пирролин-5-карбоксилатдегидрогеназа, играющая ключевую роль в метаболизме пролина и глутамата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к ALDH4A1
Примечания/Синонимы	P5CD; ALDH4; P5CDh
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8659
Идентификатор гена	8659
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 354-563 ALDH4A1 человека (NP_003739.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30038
Молекулярная масса белка	62 кДа
Транспортировка	Хладопакет