


Поликлональные Антитела К Aldh7A1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49419

Артикул: CM0028906



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку ALDH7A1 человека, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными антигенами. Идеально подходят для изучения метаболизма альдегидов, ферроптоза и эпилепсии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к ALDH7A1
Примечания/Синонимы	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Вид	Человек
ID гена	501
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 430-539 ALDH7A1 человека (NP_001173.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49419
Молекулярная масса белка	58 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет