


Поликлональные Кроличьи Антитела К Alkbh5 Для Вб, Игк-П, Ифа — Q6P6C2

Артикул: CM0017835



введение

Поликлональные кроличьи антитела к ALKBH5, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Распознают ALKBH5 человека, мыши и крысы — деметилазу РНК, играющую ключевую роль в м6А модификации в эпиптранскриптомике.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALKBH5 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ABH5; OFOXD; OFOXD1; ALKBH5
Вид	Человек
GeneID (человек)	54890
GeneID	54890
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 245-394 ALKBH5 человека (NP_060228.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P6C2
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом