


Кроличья Поликлональная Антитело К Alox5 Для Вб, Иф/Икк, Игк-П, Ифа — P09917

Артикул: CM0023979



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело к ALOX5, валидированная для ВБ, ИФ/ИКК, ИГК-П и ИФА. Распознает 5-липоксигеназу человека, мыши и крысы (P09917) — ключевой фермент в исследованиях биосинтеза лейкотриенов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALOX5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
Вид	Человек
ID гена (человек)	240
ID гена	240
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 ALOX5 (NP_000689.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09917
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Айс-пак