


Моноклональное Антитело Против Альфа-Фетопротеина (Afp) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P02771

Артикул: CM0003326



введение

Мышьиное моноклональное антитело, направленное против человеческого альфа-фетопротеина (AFP). Подходит для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биомаркеров рака печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-фетопротеин (AFP) мышиные МАТ
Примечания/Псевдоним	AFPD; FETA; HPAFP; Альфа-фетопротеин (AFP)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	174
GeneID	174
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого альфа-фетопротеина (Alpha-Fetoprotein (AFP))
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02771
Молекулярный вес белка	69 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент