

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Amacr/P504S Для Wb, Elisa - Q9Uhk6

Артикул: CM0007036

введение

Кроличыи моноклональные антитела против AMACR/p504S, валидированные для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходят для изучения метаболизма жирных кислот в пероксисомах и синтеза желчных кислот. AMACR/p504S (Q9UHK6).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMACR/p504S кроличьи mAb
Примечания/Псевдонимы	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR/p504S
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23600
ID гена	23600
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-138 человеческого AMACR (NP_055139.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHK6
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом