


Кроличья Моноклональная Антитела Против Amhr2 Для Wb, Elisa — Q16671

Артикул: CM0006529



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого AMHR2 (рецептор антимюллерова гормона типа 2). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения сигнального пути TGF-бета, определения пола и репродуктивной биологии. Распознает белок человеческого AMHR2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMHR2 кроличья моноклональная антитело
Примечания/псевдонимы	AMHR; MR11; MISR2; MISR11; AMHR2
Вид	Человек
ID гена (человек)	269
ID гена	269
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-144 человеческого AMHR2 (NP_065434.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16671
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Ледяной пакет