


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ampkα2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - P54646

Артикул: CM0013880



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело против человеческого AMPKα2, каталитической субъединицы сенсора энергии киназы AMPK. Разработано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований метаболизма и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AMPKα2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPKα2; AMPKα2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5563
GeneID	5563
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-343 человеческого AMPKα2 (NP_006243.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54646
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом